

# Découvrez la Transferpette® electronic

## Ergonomique

Lorsque vous pipetez de grandes séries et que vous utilisez pour cela des pipettes électroniques, l'appareil se distingue, en plus de l'efficacité du travail, particulièrement aussi par son ergonomie. La micropipette électronique Transferpette® electronic offre une solution convaincante pour l'efficacité et l'ergonomie et convainc également avec utilisation simple et rapide. Le faible poids, l'accessibilité aux éléments de commande et la répartition équilibrée du poids de la Transferpette® electronic garantissent un travail détendu et réduisent le risque de syndrome TMS lié aux efforts répétitifs. Par ailleurs, le support de doigt réglable permet à chaque utilisateur, qu'il soit gaucher ou droitier, le positionnement individuel et ergonomiquement naturel de la main sur les éléments de fonction.

## Simple et intuitif

Vous disposez de cinq fonctions: pipetage, mélange, pipetage inversé, pipetage par électrophorèse et dosage, pour différentes applications et différents fluides. Le concept d'utilisation pour ces fonctions est très simple: toutes les fonctions sont commandées à l'aide des quatre touches sous l'écran clair et déclenchées à l'aide du gros bouton de pipetage positionné de manière ergonomique.

## Transferpette® electronic – monocanal

Plages de volume de la pipette monocanal: de 0,5 µl à 5000 µl



La Transferpette® electronic est alimentée en énergie par une pile NiMH. Une charge de l'accu permet de réaliser jusqu'à 4000 cycles de pipetage. Vous pouvez poursuivre sans problème le pipetage pendant le processus de charge avec câble de chargement de 1 m branché. La fonction de rafraîchissement de l'accu vous offre une fonction de régénération pour l'augmentation de la puissance et le prolongement de la durée de vie de l'accu.

## Pas compliqué

Si un ajustement est nécessaire après le calibrage, il peut être réalisé rapidement et en toute simplicité, sans outil, avec la technique Easy Calibration.

Pour les micropipettes multicanaux, vous pouvez démonter les portes-cônes avec joints d'étanchéité en toute simplicité. La tige et le joint peuvent ainsi être nettoyés ou remplacés en toute facilité.



## Transferpette® electronic – multicanaux

Plages de volume de la pipette multicanaux: de 0,5 µl à 300 µl

- + Porte-cônes pour pointes universelles
- + Partie basse ou unité de pipetage dévissable et entièrement autoclavable (121 °C)
- + Porte-cônes des pipettes multicanaux remplaçables individuellement en toute simplicité

# Les pipettes multicanaux Transferpette®-8 et -12 electronic



Transferpette®-12 electronic



Transferpette®-8 electronic

### Écran

Clair et compréhensible

### Commande intuitive

Toutes les fonctions en 4 touches

### Modularité

Unité de pipetage rotative sur 360° pour s'adapter à vos besoins.

### Application de force minimale

Insertion et éjection facile des pointes grâce à des joints toriques.

### Nettoyage et maintenance en toute facilité

Les porte-cônes et les joints sont faciles à démonter et peuvent ainsi être nettoyés ou remplacés en toute facilité.

**CONSEIL D'UTILISATION**  
à la page 11



Pince-doigt réglable



Pipetage par électrophorèse (Mode GEL). Programme pour le chargement de gels d'électrophorèse.



Maintenance facile



Ajustement sans outil avec la technique Easy Calibration

**Transferpette®-8 electronic**

Emballage standard: Transferpette®-8 electronic, 1 bloc d'accus, 1 réservoir à réactif, graisse de silicone, le présent mode d'emplo, le bloc d'alimentation avec câble de recharge de la pile, 1 support de pipette, 1 jeu de anneau torique en FKM/silicone



	Capacité, µl (c. par couleur)	Subdiv. µl	E* ≤ ± %	µl	CV* ≤ %	µl	Avec bloc d'alimentation pour	Réf.
●	0,5 - 10	0,01	1,2	0,12	0,8	0,08	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon	705399 705409 705419
●	1 - 20	0,02	1,0	0,2	0,5	0,1	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon	705400 705410 705420
●	5 - 100	0,1	0,8	0,8	0,25	0,25	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon Australie	705403 705413 705423 705433
●	10 - 200	0,2	0,8	1,6	0,25	0,5	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon Australie	705404 705414 705424 705434
●	15 - 300	0,5	0,6	1,8	0,25	0,75	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon Australie	705406 705416 705426 705436

**Transferpette®-12 electronic**

Emballage standard: Transferpette®-12 electronic, une bloc d'accus, 1 réservoir à réactif, graisse de silicone, le présent mode d'emplo, le bloc d'alimentation avec câble de recharge de la pile, 1 support de pipette, 1 jeu de anneau torique en FKM/silicone



	Capacité, µl (c. par couleur)	Subdiv. µl	E* ≤ ± %	µl	CV* ≤ %	µl	Avec bloc d'alimentation pour	Réf.
●	0,5 - 10	0,01	1,2	0,12	0,8	0,08	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon	705449 705459 705469
●	1 - 20	0,02	1,0	0,2	0,5	0,1	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon Australie	705450 705460 705470 705480
●	5 - 100	0,1	0,8	0,8	0,25	0,25	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon	705453 705463 705473
●	10 - 200	0,2	0,6	1,6	0,25	0,5	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon Australie	705454 705464 705474 705484
●	15 - 300	0,5	0,6	1,8	0,25	0,75	Europe (continent.) UK / Irlande USA / Japon	705456 705466 705476